

ヘリコバクター・ピロリ抗原迅速診断キット「クイックナビ™ - H.ピロリ」を4月14日に発売



<ヘリコバクター・ピロリ抗原迅速診断キット「クイックナビ™ - H.ピロリ」>

デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本 学）は体外診断用医薬品「クイックナビ™」シリーズの新製品として、ヘリコバクター・ピロリ抗原迅速診断キット「クイックナビ™ - H.ピロリ」を4月14日から全国の医療機関向けに発売いたします。

ヘリコバクター・ピロリは胃の粘膜に生息しているらせん形をした細菌で、一般に「ピロリ菌」とも呼ばれます。ピロリ菌による胃の粘膜の炎症で、胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍が起きると言われており、さらに喫煙や食生活の乱れ、ストレスなどの外的要因が加わると胃がんの発生リスクが高まるとされています。

「クイックナビ™ - H.ピロリ」は、糞便中のヘリコバクター・ピロリ抗原の有無をイムノクロマト法により判定します。テストデバイスへ試料滴加後、8分で抗原の有無を迅速に判定することが可能です。本製品は販売提携先の大塚製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井上 眞）と当社の2社が販売いたします。


「クイックナビ™」シリーズは、既にインフルエンザウイルス、ノロウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、A群β溶血性連鎖球菌、マイコプラズマをはじめ、昨年8月には新型コロナウイルス迅速診断キットを販売しております。

経営計画「Denka Value-Up」においてヘルスケア事業を重点分野のひとつと位置づける当社は、感染症対策を社会的責務と捉え、各種ウイルス抗原迅速診断キットだけでなくインフルエンザワクチンも製造・販売する国内唯一のメーカーとして、予防と診断の両面から感染拡大防止に取り組んでいます。今後も医療現場のニーズに応えるべく、予防・検査体制の拡充を通じて人々のQOL向上に貢献してまいります。

以上

<「クイックナビ™ - H.ピロリ」の操作方法・判定例>

**操作方法・判定例** ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。



<製品概要>

製品名	「クイックナビ™ - H.ピロリ」 テストデバイス (商品番号：326027)
	「クイックナビ™ - H.ピロリ」 採便容器 (商品番号：326041)
測定項目	ヘリコバクター・ピロリ抗原
検体	糞便
反応時間	試料滴加後 8分
貯蔵方法	2～30℃保存
有効期間	製造日から24ヵ月
包装	テストデバイス 10回用 1箱 採便容器 10個 1箱 (採便容器・便の取り方説明書・採便シート・提出袋)
希望価格	テストデバイス 10回用 1箱 12,000円 採便容器 10個 1箱 1,600円



<テストデバイス>



<採便容器>

**【報道関係者からのお問い合わせ先】**  
 コーポレートコミュニケーション部 電話：03-5290-5511

**【医療関係者からのお問い合わせ先】**  
 ライフイノベーション部門 試薬学術部 電話：03-6214-3235